

Gebruiksaanwijzing voor Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxifilcon A)

Belangrijk: lees deze "Gebruiksaanwijzing" zorgvuldig door en bewaar hem voor latere raadpleging.

INLEIDING

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op contactlenzen van het merk Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxifilcon A). Uw contactlenzen zijn bedoeld voor eenmalig, dagelijks gebruik. De Miru 1day Menicon Flat Pack is een blauwgekleurde, zachte en hydrofiele contactlens. De Miru 1day Menicon Flat Pack is bijzonder gemakkelijk te hanteren. Het hoge watergehalte garandeert excellent comfort en zorgt ervoor dat meer zuurstof uw hoornvlies bereikt. Miru 1day Menicon Flat Pack contactlenzen worden gedistribueerd als steriele lenzen ondergedompeld in een gebufferde zoutoplossing in een Flat Pack verpakking.

INDICATIES EN BEPERKINGEN

De contactlenzen van het merk Miru 1day Menicon Flat Pack zijn geschikt voor dagelijks gebruik voor de correctie van refractieve ametropie (myopie, hyperopie) van niet-afakische personen met niet-aangetaste ogen. Deze lens moet iedere dag worden weggegooid en worden vervangen.

CONTRA-INDICATIES

Gebruik de contactlenzen van het merk Miru 1day Menicon Flat Pack niet onder een van de volgende omstandigheden:

- Acute en niet-acute ontsteking of infectie van de voorste oogkamer;
- Elke ziekte, verwonding of afwijking die het hoornvlies, het oogbindvlies of de oogleden kan beïnvloeden;
- Ernstige traansecretie insufficiëntie (droge ogen);
- Hoornvlies hypesthesie (verminderde gevoeligheid van het hoornvlies);
- Eventuele systemische ziekte die de ogen nadelig kan beïnvloeden door het dragen van contactlenzen;
- Allergische reacties die mogelijk veroorzaakt of versterkt kunnen worden door het dragen van contactlenzen;
- Elke actieve infectie van het hoornvlies;
- Rode of geïrriteerde ogen;
- Onvolledige genezing van het hoornvlies na een oogoperatie.

WAARSCHUWINGEN

U wordt gewezen op de volgende waarschuwingen betreffende het dragen van contactlenzen:

- Problemen die optreden als gevolg van het gebruik van contactlenzen kunnen resulteren in ernstig oogletsel. Het is van essentieel belang dat u de aanbevelingen van uw contactlensspecialist (of arts) en lenzenfabrikant over het juiste gebruik van de lens opvolgt. Oogproblemen, inclusief zweren van het hoornvlies, kunnen zich zeer snel ontwikkelen en kunnen tot blijvend verlies van het gezichtsvermogen leiden.
- Bij verminderd draagcomfort, overmatige traanafscheiding, veranderingen van het gezichtsvermogen, roodheid van de ogen of andere ooggerelateerde problemen, dient u onmiddellijk uw lenzen uit te nemen en zo snel mogelijk contact op te nemen met uw contactlensspecialist (of arts).

VOORZORGSMAATREGELEN

- Voordat u de lenzen hanteert, dient u altijd eerst uw handen te wassen en af te spoelen. Vermijd cosmetica, lotions, crèmes of sprays terwijl u uw lens draagt of hanteert.
- U dient eerst uw lenzen in te zetten alvorens cosmetica op te brengen. Raak de lens niet met uw vingernagels aan.
- Als de lens droog op uw oog aanvoelt, dient u een paar druppels van de aanbevolen bevochtigingsvloeistof rechtstreeks in het oog aan te brengen en te wachten tot de lens weer vrij beweegt alvorens hem te verwijderen. Bij blijvend ongemak, dient u direct uw contactlensspecialist (of arts) te raadplegen.
- Zorg ervoor dat u de lenzen altijd voorzichtig hanteert en dat u ze niet laat vallen.
- Vermijd alle soorten schadelijke of irriterende dampen en rook terwijl u lenzen draagt.
- Indien chemicaliën in het oog spatten, spoel uw ogen onmiddellijk met kraanwater. Neem de lenzen meteen uit en neem contact op met uw contactlensspecialist (of arts), of ga meteen naar de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis.
- Vraag uw contactlensspecialist (of arts) naar het dragen van de lenzen tijdens sport- of wateractiviteiten of bij bepaalde beroepen.
- Informeer uw arts dat u een contactlensdrager bent.
- Gooi uw lenzen altijd weg nadat u ze heeft gedragen zoals voorgeschreven door uw contactlensspecialist (of arts).
- De contactlensspecialist (of arts) dient met de patiënten te bespreken dat schoonmaken of desinfecteren niet nodig is in het geval van eenmalige dagelijkse lenzen. Patiënten dienen altijd de lenzen weg te gooien nadat ze uitgenomen zijn en ter vervanging andere lenzen of een bril klaar te hebben liggen.
- Zoals bij elke contactlens, zijn vervolfbezoeken aan uw contactlensspecialist (of arts) noodzakelijk om de voortdurende gezondheid van uw ogen te verzekeren.
- Neem altijd eerst contact op met uw contactlensspecialist (of arts) alvorens u medicijnen in uw oog gebruikt.
- Volg alle aanbevelingen in deze gebruiksaanwijzing en die van uw contactlensspecialist (of arts) zorgvuldig op.
- Oefen niet teveel kracht uit op de Menicon Flat Pack verpakking.
- Sla de lenzen op kamertemperatuur op en vermijd bevriezing.
- Ga niet slapen met uw lenzen in.

BIJWERKINGEN

Als een van de volgende problemen optreedt:

- Prikkende, brandende, jeukende of pijnlijke ogen;
- Een continu vreemd of krassend gevoel;
- Overmatige traanproductie, ongewone oogafscheidingen, roodheid, verminderd gezichtsvermogen, wazig zicht, aureolen, fotofobie of droge ogen;

Verwijder onmiddellijk de contactlens, gooi het weg en plaats een nieuwe lens op uw oog. Als het probleem zich blijft voordoen, kan het tot een ernstige aandoening zoals een infectie, hoornvlieszweer, neovascularisatie of iritis leiden. Verwijder de lenzen en zoek direct hulp voor behandeling, om ernstig oogletsel te voorkomen.

PERSOONLIJK HANTEREN VAN DE LENZEN

- Was, spoel en droog uw handen altijd grondig af alvorens u uw lens aanraakt.

Het openen van de Flat Pack :

Gebruik de lens niet als de steriele verpakking geopend of beschadigd is, of na de getoonde vervaldatum.

1. Open de verpakking
2. Als de blister opent, komt de buitenkant van de lens omhoog.
3. Verwijder en inspecteer de lens voorzichtig volgens de gebruikersinstructie.

Hoe met de lens om te gaan:

Maak er een gewoonte van om altijd met dezelfde lens te beginnen om verwisseling te voorkomen.

De lens op het oog plaatsen:

Uw contactlensspecialist (of arts) zal u een gedetailleerde methode voor het inbrengen van de lenzen aangeven, maar de standaardprocedure die wij aanbevelen is als volgt:

Plaats de lens op de top van de wijsvinger van uw dominante hand, met de holle kant naar boven. Controleer of de lens niet binnenstebuiten is gedraaid door hem op uw wijsvinger te plaatsen en het profiel te controleren. Houd uw oogleden wijd uit elkaar door het omhoog halen van het bovenste ooglid met de wijsvinger van uw niet-dominerende hand en het onderste ooglid naar beneden te halen met de middelvinger van uw dominante hand. Breng de lens langzaam naar uw oog, terwijl u recht vooruit kijkt en plaats de lens zachtjes op het hoornvlies.

Druk de lens niet tegen uw oog. Kijk omlaag, laat eerst het bovenste ooglid los en dan het onderste ooglid en knipper voorzichtig.

Herhaal deze procedure voor de andere lens.

Opmerking: als uw zicht wazig is na het plaatsen van de lens, controleert u dan op de volgende mogelijke problemen:

- De lens zit niet in het midden: kijk in dit geval in de spiegel om de lens te vinden. Duw voorzichtig tegen de rand van de lens op het hoornvlies, terwijl het oog geopend is. Druk met uw vinger tegen de rand van het bovenste of onderste ooglid, totdat de lens goed in het midden zit.
- Als de lens in het midden zit, kunt u de lens verwijderen wanneer:
 - het lensoppervlak vuil is;
 - de lens zich in het verkeerde oog bevindt;
 - de lens binnenstebuiten op het oog is aangebracht.

Als uw zicht nog steeds wazig is nadat u bovenstaande mogelijkheden hebt gecontroleerd, verwijder dan de lens en vraag advies aan uw contactlensspecialist (of arts).

Als de lens aanmerkelijk oncomfortabel voelt bij het inbrengen, verwijder deze dan onmiddellijk en neem contact op met uw contactlensspecialist (of arts).






Het verwijderen van de lens:

- Was, spoel, en droog uw handen grondig.
- Houd een spiegel boven het oog. Houd uw hoofd recht, en kijk omhoog totdat u het oog in de spiegel ziet.
- Trek het onderste ooglid met de middelvinger naar beneden en plaats uw wijsvinger op de onderste rand van de lens.
- Schuif de lens omlaag naar het onderste, witte gedeelte van het oog.
- Pak de lens voorzichtig tussen duim en wijsvinger vast.
- Verwijder de lens.
- Herhaal dezelfde procedure voor de andere lens.

VOORZORGSMAATREGELEN VAN UW LENZEN

Voor de contactlenzen van het merk Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxifilcon A) is schoonmaken of desinfecteren niet nodig. Gooi de lenzen altijd weg wanneer ze worden verwijderd en zorg dat er vervangende lenzen of een bril beschikbaar is.

Uw contactlensspecialist (of arts) kan u bevochtigingsvloeistof aanbevelen. Deze bevochtigingsvloeistof kan worden gebruikt om uw lenzen te bevochtigen en om ze comfortabeler te maken wanneer u ze draagt.

SYMBOOL				
BETEKENIS	Instructies voor het gebruik	Niet hergebruiken	Batch Code	Te gebruiken tot datum (vervaldatum)
SYMBOOL	DIA	BC	P	
BETEKENIS	Diameter	Basiscurve	Dioptrie (lensvermogen)	Steriel m.b.v. stoom of droge hitte

 Fabrikant:

Menicon Co, Ltd 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya 460-0006 Japan

 Europees vertegenwoordiger:

Menicon Holdings BV, Weerdingerstraat 36, 7815 SC Emmen, Nederland

Voor alle informatie:

MENICON S.A.S.

104 rue Martre, 92.583 Clichy Cedex Frankrijk

www.menicon.fr

MENICON GmbH

Odenwaldring 44 D-63069 Offenbach, Duitsland

www.menicon.de

MENICON ESPAÑA SL

C/ Córcega N 329° 5° 2ª 08037 Barcelona, Spanje

www.menicon.es

NKL Contactlenzen B.V.

Weerdingerstraat 36, 7815SC, Emmen, Nederland

www.nkl.nl

David Thomas Contact Lenses Ltd.

Northampton NN3 8RJ, Verenigd Koninkrijk

www.davidthomas.com

MENICON SINGAPORE Sales Pte. Ltd.

8 International Business Park, Singapore 609925, Singapore

www.menicon.com


0483