

Használati útmutató a Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxifilcon A) termékhez

Fontos: kérjük, olvassa el ezt a „Használati útmutatót”, és őrizze meg az információkat a jövőbeni használathoz.

BEVEZETŐ

Ez az útmutató a Miru 1day Menicon Flat Pack (hioxifilcon A) márkájú kontaktlencsékre vonatkozik. A kontaktlencse nappali viseléshez készült egyszeri használatra. A Miru 1day Menicon Flat Pack kontaktlencsék kékre színezett, lágy hidrofíli kontaktlencsék. A Miru 1day Menicon Flat Pack kezelése nagyon egyszerű. Magas víztartalma garantálja a kiemelkedő kényelmet, és segítségével a cornea több oxigénhez jut. A Miru 1day Menicon Flat Pack kontaktlencse steril lencseként kerül forgalomba, amelyet puffereált sóoldatban talál a Flat Pack csomagolásban.

JAVALLATOK ÉS VISELÉSI KORLÁTOZÁSOK

A Miru 1day Menicon Flat Pack nappali használatú kontaktlencse refraktív ametropia (rövid- vagy távollátás, presbiópia és/vagy asztigmia egészséges szemű, saját vagy mesterséges lencsével rendelkező személyek esetén) korrigálásához javallott.

A lencse egyszeri viselésre készült, az adott napi viselést követően azt el kell dobni.

ELLENJAVALLATOK

Ne használja a Miru 1day Menicon Flat Pack márkájú lencsét, ha a következő állapotok bármelyike fennáll:

- Akut és szubakut gyulladás vagy fertőzés az elülső szemcsarnokban
- Bármilyen betegség, sérülés vagy rendellenesség, amely a szaruhártyát, kötőhártyát vagy a szemhéjat érinti
- Súlyos könnytermelési elégtelenség (szemszárazság)
- Cornea-érzékenység csökkenése (hypoesthesia)
- Bármilyen szisztémás betegség esetén, amely kontaktlencse viselése esetén károsan befolyásolhatja a szem állapotát
- Allergiás reakció esetén, amelyet a kontaktlencse viselése kiválthat vagy súlyosbíthat
- Bármilyen aktív corneális gyulladás
- Szempirosság vagy irritált szem
- A cornea részleges gyógyulása esetén szemműtétet követően

FIGYELMEZTETÉSEK

Felhívjuk figyelmét a kontaktlencse viselésére vonatkozó alábbi figyelmeztetésekre:

- A kontaktlencse használatából eredő problémák a szem súlyos sérüléséhez vezethetnek. Kiemelten fontos, hogy kövesse a kontaktlencse illesztőjének (vagy szakorvosnak) és a kontaktlencse gyártójának utasításait a kontaktlencse megfelelő használatára vonatkozóan. A szem-betegségek, így a corneális fekélyek is gyorsan kialakulhatnak, és maradandó látásvesztéshez vezethetnek.
- Ha a szemben kellemetlen érzést, fokozott könnyezést, látászavarokat, a szem kivörösödését vagy egyéb problémákat tapasztal, akkor azonnal távolítsa el a lencsét, és minél előbb forduljon szemészeti szakemberéhez (vagy szakorvosához).

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A lencsék kezelése előtt mindig mossa meg és öblítse le kezét. A kontaktlencse viselése és kezelése során kerülje a kozmetikai szerek, testápolók, krémek vagy spray-k használatát.
- A legjobb, ha a lencsét a kozmetikai szerek alkalmazása előtt helyezi be. Ne érjen a lencséhez a körmével.
- Ha a lencsét száraznak érzi a szemén, akkor cseppentsen néhány csepp lubrikáló vagy nedvesítő szemcseppet közvetlenül a szembe, és a lencse eltávolítása előtt várja meg, míg az ismét szabadon kezd mozogni. Ha a lencsével kapcsolatos kényelmetlen érzés továbbra is fennáll, azonnal kérje ki szemészeti szakember (vagy szakorvos) tanácsát.
- A lencsét kezelje óvatosan, és ne ejtse le azt.
- A lencse viselése folyamán kerülje a káros vagy irritáló gőzöket és füstöt.
- Ha vegyi anyag fröccsen a szemébe, akkor azonnal öblítse ki csapvízzel. Azonnal távolítsa el a lencsét, és lépjen kapcsolatba szemészeti szakemberével (vagy szakorvosával), vagy azonnal menjen a kórházi ügyeletre.
- A lencseviselésről sportolás, vízi tevékenységek vagy bizonyos munkakörök végzése esetén érdeklődjön kontaktlencse illesztőjénél (vagy szakorvosánál).
- Tájékoztassa háziorvosát arról, hogy kontaktlencsét hord.
- Kontaktlencséjét kontaktlencse illesztője (vagy szakorvos) utasításának megfelelően használat után mindig dobja el.
- A kontaktlencse illesztők (vagy szakorvosok) tájékoztassák pácienseiket arról, hogy a nappali viseletű egyszer használatos lencsék esetében nem szükséges a tisztítás vagy fertőtlenítés. A pácienseknek az eltávolítás után el kell dobniuk a lencsét, és gondoskodniuk kell róla, hogy rendelkezésükre áll cserelencse vagy szemüveg.
- Csakúgy, mint minden kontaktlencse esetén, az ellenőrző vizsgálatokon való részvétel elengedhetetlen a szem folyamatos egészségének biztosítása érdekében.
- Mielőtt gyógyszert alkalmazna a szemében, mindig kérje ki szemészeti szakembere (vagy szakorvosa) tanácsát.
- Figyelmesen kövesse ezen használati útmutató javaslatait, valamint a szemészeti szakember (vagy szakorvos) utasításait.
- A Flat Pack tokját finoman, nagy erőfeszítés nélkül bontsa ki.
- Szobahőmérsékleten tárolja, és kerülje annak megfagyását.
- Ne aludjon a kontaktlencsével a szemében.

MELLÉKHATÁSOK

Az alábbi problémák bármelyikének felmerülése esetén:

- A szem szúró, égő, viszkető érzése vagy egyéb szemfájdalom
- Folyamatos idegentest-érzés vagy viszketés
- Erős könnyezés, szokatlan szemváladék, szempirosság, csökkent látásélesség, homályos látás, fényudvarok észlelése, fényérzékenység (fotofóbia) vagy száraz szem

Azonnal távolítsa el a kontaktlencsét, dobja el, és helyezzen egy új, friss lencsét a szemébe. Ha a probléma továbbra is fennáll, az súlyos állapotot – például fertőzést, szaruhártyafekélyt, neovaszularizációt (új ér megjelenését) vagy szivárványhártya-gyulladást – eredményezhet. Távolítsa el a lencsét, és kérjen azonnali segítséget a súlyos szemsérülés elkerülése érdekében.

LENCSEÁPOLÁS

– A lencse megérintése előtt mindig alaposan mosson kezet, majd öblítse és szárítsa meg kezét.

A Flat Pack felbontása:

Ne használja a lencsét, ha a steril csomagolás ki van bontva vagy sérült, sem a feltüntetett lejárati dátum után.

1. Nyisson fel egy Flat Pack egységet.
2. A lemezen található lencse felső oldala a lencse külső felszíne.
3. Óvatosan távolítsa el és vizsgálja meg a lencsét a kezelési útmutató alapján.

A lencse kezelése:

Annak érdekében, hogy a lencsék felcserélését elkerülje, mindig ugyanazzal a lencsével kezdjen a műveletekhez.

A lencse behelyezése:

A szemészeti szakember (vagy szakorvos) ellátja Önt a lencse behelyezési módjának részletes leírásával, ám egy javasolt eljárás a következő:

- Helyezze a lencsét a domináns kéz mutatóujjának hegyére a homorú oldalával felfelé.
- A lencsét helyezze mutatóujjára és oldalnézetből megvizsgálva ellenőrizze, nem került-e kifordított állapotba.
- Szemhéjait tartsa tágra nyitva, úgy, hogy a nem domináns kéz mutatóujjával felhúzza a felső szemhéját, míg a másik kéz középső ujjával lehúzza az alsó szemhéját. Lassan közelítse a lencsét a szemhez, közben nézzen egyenesen előre, majd óvatosan helyezze a lencsét a szaruhártyára.
- Ne nyomja a lencsét a szemre. Nézzon le, majd először engedje el a felső szemhéjat, majd az alsó szemhéjat is, és óvatosan pislogjon.
- Ismétlje meg az eljárást a másik lencsével.

Megjegyzés: ha a lencse behelyezése után homályosan lát, ellenőrizze, hogy fennáll-e a következő lehetséges problémák egyike:

- A lencse elmozdult: Ebben az esetben nézzen a tükörbe, és határozza meg a lencse helyét. Szemét tartsa nyitva, eközben ujjával gyakoroljon nyomást felső vagy alsó szemhéjára, és a lencsét óvatosan mozdítsa el a szaruhártyán addig, amíg a lencse középre nem kerül.
- Ha a lencse közepén van, az alábbi esetekben távolítsa el azt:
 - A lencse felszínén szennyeződés található.
 - A lencse nem a megfelelő szemén van.
 - A lencsét kifordítva helyezte be a szemébe.

Ha látása a fenti lehetőségek ellenőrzése után is homályos, távolítsa el a lencsét, és forduljon szemészeti szakemberéhez (vagy szakorvosához).

Ha a behelyezés után kifejezetten kellemetlen érzést tapasztal, azonnal távolítsa el a lencsét, és forduljon szemészeti szakemberéhez (vagy szakorvosához).


A lencse eltávolítása:

- Alaposan mossa meg, öblítse és szárítsa meg kezét.
- Tartson egy tükröt a szeme fölé, fejtét tartsa egyenesen, és nézzen felfelé úgy, hogy lássa a szemét a tükörben.
- Középső ujjával húzza le az alsó szemhéját, és mutatóujját helyezze a lencse alsó szélére.
- Csúsztassa le a lencsét a szem alsó, fehér részéhez.
- Óvatosan csípje össze a lencsét a hüvelyk- és mutatóujjával.
- Távolítsa el a lencsét.
- Ismétlje meg az eljárást a másik lencsével is.

A LENCSEK ÁPOLÁSA

A Miru 1day Menicon Flat Pack márkájú kontaktlencsék esetében nincs szükség tisztításra vagy fertőtlenítésre. Az eltávolítás után a lencséket mindig dobja el, és gondoskodjon róla, hogy rendelkezésére áll cserelencse vagy szemüveg.

Szemészeti szakembere (vagy szakorvosa) lubrikáló/nedvesítő folyadék használatát javasolhatja. A kényelmes lencseviselés céljából lubrikáló/nedvesítő folyadék használata megengedett a lencse nedvesítéséhez (lubrikálásához).

SZIMBÓLUM				
JELENTÉS	Lásd Használati utasítás	Ne használja újra	Gyártási szám	Felhasználhatóság ideje (lejárati dátum)
SZIMBÓLUM	DIA	BC	P	
JELENTÉS	Átmérő	Bázisgörbület	Dioptria (a lencse erőssége)	Sterilizálás gőzzel vagy száraz hővel

 Gyártó:

 European Representative:

További információ:

MENICON S.A.S.

MENICON GmbH

MENICON ESPAÑA SL.

NKL Contactlenzen B.V.

David Thomas Contact Lenses Ltd.

MENICON SINGAPORE Sales Pte. Ltd.

Menicon Co., Ltd. 3-21-19, Aoi, Naka-ku, Nagoya, 460-0006 Japán

Menicon Holdings B.V. Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, Hollandia

104 rue Martre, BP 99-92112 Clichy Cedex, France

Odenwaldring 44 D-63069 Offenbach, Germany

C/Córcega Nº 329 5º 2ª - 08037 Barcelona, Spain

Waanderweg 6, 7812 HZ, Emmen, The Netherlands

Northampton NN3 8RJ, United Kingdom

8 International Business Park, Singapore 609925, Singapore

www.menicon.fr

www.menicon.de

www.menicon.es

www.nkl.nl

www.davidthomas.com

www.menicon.com

Kibocsátás dátuma: 2013-11.


0483